



Biolife

ISTRUZIONI PER L'USO

BACILLUS CEREUS CHROMOGENIC SELECTIVE SUPPLEMENT

REF 4240072

10 x 5 mL

Supplemento liquido per l'isolamento ed il conteggio di *Bacillus cereus* Group negli alimenti, senza test di conferma


CONTENUTO

10 flaconi per 500 ml di terreno

CONTENUTO DEL FLACONE

Miscela cromogena 5 mg, miscela di antibiotici 20 mg, solvente alcolico 5 ml

ISTRUZIONI



CONSERVAZIONE

Conservare a 2 - 8°C- In queste condizioni il prodotto rimane valido fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Non utilizzare dopo la data di scadenza.

PRECAUZIONI

Solo per uso diagnostico *in vitro*. Il prodotto deve essere usato solo in laboratorio, da operatori addestrati e con conoscenze delle tecniche microbiologiche di base

ATTENZIONE

Consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso



Biolife Italiana S.r.l. Viale Monza 272, 20128 Milano. Tel. n° 02-25209.1, Fax n° 02-2576428,
E-mail: mktg@biolifeitaliana.it; Web: www.biolifeitaliana.it