



## IUT MEDIUM

Terreno pronto all'uso in provetta

*M. kansasii* su IUT Medium

### DESTINAZIONE D'USO

Terreno a becco di clarino pronto all'uso in provetta per l'isolamento e la coltivazione dei Micobatteri, specialmente *M.tuberculosis*.

### FORMULA TIPICA ^

Magnesio solfato	0,24 g
Magnesio citrato	0,60 g
Potassio fosfato monobasico	2,50 g
L-asparagina	3,60 g
Verde malachite	0,40 g
Glicerolo	12 ml
Acqua purificata	600 ml
Emulsione d'uovo	1000 ml

^ Il terreno può essere compensato e/o corretto per adeguare le sue prestazioni alle specifiche

### DESCRIZIONE E PRINCIPIO DEL METODO

Il terreno originariamente descritto nel 1931 da Löwenstein conteneva il rosso congo ed il verde malachite per limitare la crescita dei batteri indesiderati. Jensen, nel 1932, modificò la formula originale sopprimendo il rosso congo, modificando la concentrazione del magnesio citrato e del potassio fosfato ed incrementando il verde malachite. La formulazione "IUT" differisce da quella del Lowenstein Jensen Medium classico per l'omissione della fecola di patate. Questo terreno, raccomandato dall' International Union against Tuberculosis e da cui deriva il nome, è stato segnalato da La Placa e coll. per fornire una più alta percentuale di risultati positivi. Durante il processo di cottura l'albumina dell'uovo coagula fornendo così una superficie solida per la crescita batterica. L'asparagina e le uova sono fonte di azoto, acidi grassi e proteine; il glicerolo è una fonte di carbonio e favorisce la crescita dei micobatteri di origine umana ma non quelli di origine bovina; il verde malachite agisce come inibente della flora saprofitica.

### CARATTERISTICHE DEL TERRENO

Aspetto del terreno solidificato in provetta      Verde opaco a becco di clarino.  
pH (20-25°C)      NA

### MATERIALI FORNITI

Provette di vetro con tappo a vite pronte all'uso contenenti il terreno di coltura IUT Medium, solidificato a becco di clarino.

### MATERIALI NECESSARI E NON FORNITI

Termostato ed altra strumentazione di laboratorio tarata e controllata, anse da microbiologia, reagenti e terreni di coltura accessori.

### CAMPIONI

La ricerca può essere effettuata su qualsiasi tipo di materiale biologico e permette, in caso di reperimento di *Mycobacterium tuberculosis* complex, di fare diagnosi di tubercolosi. I campioni dovrebbero essere processati entro poche ore dal momento del loro arrivo in laboratorio; la conservazione è tuttavia possibile a +4°C per un massimo di 2 giorni, periodo per il quale è preservata la vitalità dei micobatteri. Fanno eccezione le emocolture che vanno conservate a temperatura ambiente. Il congelamento dei campioni è da evitare poiché può diminuire la carica dei micobatteri vitali. Il trasporto al laboratorio deve essere il più rapido possibile. Per le modalità di prelievo e trattamento dei campioni e per l'esame microscopico fare riferimento alla bibliografia citata.

### PROCEDURA DELL'ANALISI

- Seminare circa 0.2 ml (3-5 gocce) di campione opportunamente decontaminato e/o concentrato, sulla superficie del terreno in provetta dopo aver rimosso l'acqua di condensa eventualmente presente al fondo. Alcuni consigliano di effettuare la semina anche con una diluizione 1/10 del campione per ridurre l'effetto di eventuali sostanze tossiche e per consentire una più accurata visualizzazione e conta delle colonie.
- Incubare a temperatura compresa fra 35 e 37°C in atmosfera con CO<sub>2</sub> a concentrazione compresa tra il 5% e il 10%, in posizione inclinata in modo che il materiale ricopra per intero tutta la superficie dello slant; per campioni di origine cutanea, o quando il clinico sospetti la presenza di particolari specie micobatteriche (*Mycobacterium marinum* o



*Mycobacterium ulcerans*), si raccomanda di seminare due set di terreni, di cui uno incubato a 37°C e uno a temperatura inferiore (30-32°C).

- L'incubazione del terreno in atmosfera contenente CO<sub>2</sub> favorisce lo sviluppo dei micobatteri. Durante la prima settimana i tappi devono essere lasciati allentanti per favorire la circolazione della anidride carbonica e dare l'avvio alla crescita. Dopo una settimana richiudere i tappi per evitare la disidratazione del terreno e proseguire l'incubazione con le provette in posizione verticale.
- Protrarre l'incubazione per almeno 6 settimane; in caso di negatività, il prolungamento fino ad 8 settimane è comunque consigliato.
- Ispezionare i terreni di coltura una volta alla settimana.

#### LETTURA ED INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

Osservare la crescita batterica e registrare ciascuna specifica caratteristica morfologica e cromatica delle colonie; l'esame dovrebbe essere eseguito visivamente e con una lente d'ingrandimento.

*Mycobacterium tuberculosis* coltiva sul terreno con colonie larghe, secche, giallastre. *Mycobacterium bovis* cresce modestamente con colonie piccole prive di colore. Fare riferimento ai testi specialistici per l'interpretazione della crescita ottenuta sul terreno e per l'identificazione delle colonie.

Verificare l'alcool-acido resistenza delle colonie eventualmente cresciute sul terreno di coltura eseguendo un preparato microscopico e discriminando così la crescita micobatterica dalle contaminazioni.

È indispensabile giungere all'identificazione di tutti i micobatteri cresciuti in coltura, poiché tale informazione è cruciale per diagnosi e terapia. Per le prove di identificazione e per il test di sensibilità agli antibiotici fare riferimento alla letteratura citata.

#### CONTROLLO QUALITÀ

Ciascun lotto del prodotto qui descritto è rilasciato alla vendita dopo l'esecuzione del controllo qualità che ne verifica la conformità alle specifiche.

E' comunque responsabilità dell'utilizzatore eseguire un proprio controllo di qualità con modalità in accordo alle normative vigenti in materia ed in funzione della propria esperienza di Laboratorio. Nella tabella che segue sono riportati alcuni ceppi utili per il controllo di qualità.

CEPPI DI CONTROLLO	INCUBAZIONE: T° / t / ATM	SPECIFICHE
<i>M. fortuitum</i> ATCC 6841	37°C / 5 DD / A	Buona crescita, colonie gialle granulose
<i>M. kansasii</i> ATCC 12478	37°C / 5 DD / A	Buona crescita, colonie gialle granulose

A: Aerobiosi; ATCC è un marchio registrato di American Type Culture Collection

#### LIMITI DEL METODO

- L'esame colturale abbinando al terreno solido un terreno liquido, rappresenta il complemento imprescindibile dell'esame microscopico.
- Per accorciare al massimo i tempi di isolamento ed al fine di ottenere una più rapida identificazione, è fortemente raccomandata la combinazione di un terreno solido e di un terreno liquido. Quest'ultimo ha rivoluzionato i tempi di coltura consentendo di ridurli da 3-6 settimane a 7-14 giorni. Nonostante ciò, i terreni all'uovo come IUT Medium vanno comunque impiegati poiché consentono la crescita di alcuni ceppi di *Mycobacterium tuberculosis* complex e di alcune specie non tubercolari che non riescono a svilupparsi negli altri terreni.
- Incubare in un termostato a CO<sub>2</sub>, non utilizzare il metodo della candela.
- Porre attenzione a proteggere il terreno dalla luce poiché il verde malachite è fotosensibile. Il colore del terreno in provetta può variare da verde chiaro a verde intenso. Scartare le provette che appaiono gialle poiché vi potrebbe essere interferenza nell'interpretazione del colore giallo delle colonie. La presenza di granuli gialli dovuti alla parte lipidica dell'uovo non interferisce con le performances del terreno. La maggior parte dei micobatteri fa virare il colore del terreno al blu.
- *M.bovis* cresce molto scarsamente o non cresce completamente sul terreno di coltura preparato come qui descritto con glicerolo. Usare un terreno privo di glicerolo se si ricercano ceppi bovini o altri ceppi glicero-fobici.
- La coltura negativa non esclude una infezione in atto da micobatteri. Sono diversi i fattori che possono essere responsabili di colture negative pur in presenza di una infezione: campione non rappresentativo, micobatteri distrutti durante la digestione e decontaminazione del campione; presenza di contaminanti che mascherano o inibiscono la crescita dei micobatteri; condizioni di incubazione inadeguate.
- Il terreno qui descritto è da intendersi come un ausilio alla diagnosi delle infezioni da micobatteri. L'interpretazione dei risultati deve essere fatta considerando la storia clinica del paziente, l'origine del campione ed i risultati dei test microscopici e/o di altri test diagnostici.

#### PRECAUZIONI E SICUREZZA DEGLI OPERATORI

- Il preparato qui descritto non è o classificato come pericoloso ai sensi della legislazione vigente.
- Il prodotto qui descritto contiene materiali di origine animale (uova di gallina). Scaricare da sito web [www.biolifeitaliana.it](http://www.biolifeitaliana.it) il documento con le misure messe in atto da Biolife Italiana S.r.l. per il contenimento del rischio legato alla loro manipolazione. Anche se le uova sono raccolte in ambiente controllato, da animali sani è comunque consigliabile maneggiare le provette con le precauzioni adeguate, considerandole come potenzialmente infettive (non ingerire, non inalare).



- Il terreno qui descritto è un diagnostico *in vitro* di tipo qualitativo, per uso professionale. Esso deve essere usato in laboratorio da operatori adeguatamente addestrati, con metodi approvati di asepsi e di sicurezza nei confronti degli agenti patogeni poiché i campioni, le colture microbiche e le provette seminate sono da considerati come potenzialmente infettivi. Si raccomanda di manipolare i micobatteri appartenenti al complesso *Mycobacterium tuberculosis* o i campioni sospetti di contenere *Mycobacterium tuberculosis* in una zona di lavoro con un livello di contenimento 3.
- La singola provetta del prodotto qui descritto è monouso.
- Le provette pronte all'uso non sono etichettate come "prodotto sterile" ma a biocontaminazione controllata e nei limiti di specifiche definite.
- Prima dell'utilizzo verificare l'integrità del tappo a vite.
- Non utilizzare le provette oltre la data di scadenza. Non utilizzare le provette se vi sono segni evidenti di deterioramento (es.: contaminazione, colore alterato).
- Non utilizzare il prodotto qui descritto come principio attivo per preparazioni farmaceutiche o come materiale per produzioni destinate al consumo umano ed animale.
- Sterilizzare le provette dopo l'uso e prima della loro eliminazione. Smaltire i rifiuti in accordo alla legislazione vigente in materia.
- I Certificati d'Analisi e la Scheda di Sicurezza del prodotto sono disponibili sul sito [www.biolifeitaliana.it](http://www.biolifeitaliana.it).

### CONSERVAZIONE

Conservare a +2°C / +8°C al riparo della luce. In queste condizioni il prodotto rimane valido fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

### BIBLIOGRAFIA

- AMCLI gruppo di lavoro micobatteri: Percorso diagnostico della tubercolosi: <http://www.amcli.it/wp-content/uploads/2018/03/Percorso-Diagnostico-della-Tubercolosi.pdf>
- International Tuberculosis Year Book, 1955, Bulletin of the International Union against Tuberculosis, pg. 89.
- La Placa, Bubani and Raspi., 1956, Riv. Patol. Clin. Tuberc., 29:133.
- Mac Faddin, J.F. (1985) Media for Isolation, Cultivation, Identification, Maintenance of Medical Bacteria. Baltimore: The Williams & Wilkins Company.
- Manuale tecnico per la diagnosi microbiologica della tubercolosi: [http://www.salute.gov.it/imgs/C\\_17\\_pubblicazioni\\_614\\_allegato.pdf](http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_614_allegato.pdf).

### CONFEZIONE

Prodotto	Tipo	Cat. N°	Confezione
IUT Medium	Terreno a becco di clarino, pronto all'uso in provetta di vetro 18x145 mm, con tappo a vite.	551634	20 provette, in scatola di cartone

CODICE CND: W0104010202 – RDM: 1513950/R



Biolife Italiana S.r.l., Viale Monza 272, Milano, Italia.